# PRESTATIONS ANALYTIQUES









contact@iodolab.com - www.iodolab.com




<sup>04 78 57 66 09</sup> 



3 Route des pierres blanches F-69290 Grézieu-la-Varenne contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

## 20 ANS D'EXPERTISE NUTRITIONNELLE AU SERVICE DE LA SANTÉ ANIMALE



### **O** AVANT ENVOI

- Placer le(s) tube(s) au réfrigérateur avant envoi afin de prolonger la conservation du prélèvement.
- Envoi uniquement du lundi au jeudi sous couvert du froid.
- Renseigner la demande d'analyses disponible sur notre site internet www.iodolab.com et la joindre aux prélèvements.

## **EXPEDITION**

- Télécharger notre bordereau Chronopost sur notre site internet www.iodolab.com (15€ HT)
- Télécharger notre bordereau d'enlèvement Chronopost à domicile sur notre site www.iodolab.com (29€ HT)

## B AU LABORATOIRE

- Les tubes réceptionnés avant 11h00 sont traités le jour même, les autres peuvent être reportés au lendemain.
- Les tubes, après analyse, sont conservés deux semaines, puis systématiquement détruits. L'échantillon restant la propriété du client, si ce dernier souhaite le récupérer après analyse, il doit en faire la demande par mail.
- Les préparations de pools (mélange) sont refacturées 2,70€ HT.
- Les résultats sont rendus groupés sous la forme d'un compte-rendu d'analyses ou sur notre accès sécurisé en ligne.

## NOUS CONTACTER

**C**: 04 78 57 66 09 le lundi de 8h à 16h, du mardi au vendredi de 8h à 17h

Devis et conseils pratiques contact@iodolab.com

: Facturation compta@iodolab.com

www.iodolab.com





3 Route des pierres blanches F-69290 Grézieu-la-Varenne contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

Matrices: ST = sang total

Tubes:

= lait " = paramètre sous-traité • plasma hépariné
• plasma EDTA

Forfaits	Prélèvement	Tarif € HT	Tarif € HT
	/ Volume	1 animal	5 animaux
Forfaits Oligo-Elements & Vitamines			

4 Oligo-Eléments Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), lode inorganique**		55,00	160,00
4 Oligo-Eléments + 3 Vitamines Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), I inorg.** + 3 Vit (A, E, 25OHD3) en mélange	■ ET  ■	130,00	190,00
6 Oligo-Eléments Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), lode inorganique**, Co, Mn	5 ml Envoyer	65,00	175,00
6 Oligo-Eléments + 3 Vitamines Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), I inorg.**, Co, Mn, + 3 Vit (A, E, 25OHD3) en mélange	du sang total	140,00	200,00
Forfaits vitamines au choix: A, E, 25OHD3, B9", B12", C, biotine		2 vit : 66,30 3 vit : 96,30	4 vit : 122,85 5 vit : 144,85

## **Forfaits Ruminants**

<b>Grand Bilan Oligo-Vitamines</b> : Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), I inorg.**, Co, Mn, Haptoglobine, T4 + 3 Vit (A, E, 25OHD3) en mélange	HS :	ST 5 ml	175,00	490,00
Santé podale : Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), I inorg.**, Co, Mn, + 4 Vit (A, E, 25OHD3, biotine) en mélange	HS 9	ST 5 ml	155,00	222,00
<b>Troubles de la reproduction</b> : AGNE, Urée, Haptoglobine ou SAA, T4 + Vit B12 en mélange	6	5 ml	80,00	275,00
<b>Préparation Mise Bas</b> : AGNE, Urée, Haptoglobine ou SAA, I inorg.** + 2 Vit (A, 250HD3) en mélange	S	5 ml	96,50	329,50
Troubles du post-partum/contrôle du démarrage en lactation AGNE, Urée, Haptoglobine ou SAA, GGT, GLDH, Ca, Mg, I inorg.** + Vit A en mélange	6	5 ml	82,00	383,50
<b>Bilan de santé veau en croissance</b> Zn, Cu, Mg, Haptoglobine ou SAA + 3 Vit (A, E, 25OHD3) en mélange	H S	5 ml	76,50	298,00
Qualité colostrale et transfert immunitaire IgG, Protéines totales sur sang de veaux et/ou colostrum mères	<b>S</b>	1 ml 1 ml	19,90	74,90
<b>Bilan urinaire</b> pH, Ca, Mg, P, Na, K, Cl, tCO <sub>2</sub> , urée, osmolarité	<u>U</u>	2 ml	61,50	280,00
Valorisation de la ration AGNE, urée, GGT, GLDH + Vit B12 en mélange	6	2 ml	58,00	187,50
<b>Exploration de la santé hépatique</b> AGNE, urée, GGT, GLDH	8	2 ml	36,80	165,50
<b>Exploration suspicion de nécrose du cortex</b> Vitamines B1, B6, B12	<b>€</b> ST	2 ml	161,50	-

<sup>\* :</sup> Le dosage de l'activité enzymatique de la GSH-pxe est représentatif de l'apport sélénique depuis 5 mois environ, en raison de la durée de vie du globule rouge chez le bovin. Le dosage dans l'hématie permet de statuer les réserves en sélénium, de donner au plus juste les recommandations de prescription. Le dosage du Se plasmatique est préconisé en cas de suspicion d'intoxication.

<sup>\*\* :</sup> L'iode inorganique donne une idée des apports d'iode des 5 derniers jours avant prélèvement. Il est le reflet des apports alimentaires et non impacté par les hormones thyroïdiennes.



3 Route des pierres blanches F-69290 Grézieu-la-Varenne contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

Matrices : ST = sang totalU = urineU = laitU = paramètre sous-traitéTubes :U = plasma héparinéU = plasma EDTAU = sérum

Forfaits	Prélèvement / Volume	Tarif € HT 1 animal
Forfaits Equins		
GSH-pxe, Vitamine E	⊕ ST 2 ml	43,00
<b>Exploration baisse de forme</b> Se (GSH-pxe*), SAA, AGNE, ASAT, CK, LDH, T4, Vit E	<b>⊞</b>	126,00
<b>Exploration santé podale, qualité de la corne, troubles cutanés</b> Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), lode inorg.**, biotine, vit A & E	ST 5 ml	132,00
<b>Exploration douleurs musculaires, myosite, motoneurone</b> ASAT, CK, LDH, Se (GSH-pxe*), Cu, Ca, Mg, Vit E	ST 5 ml	85,00
<b>Exploration sous-performance</b> Se (GSH-pxe*), AGNE, ASAT, CK, LDH, SAA, T4, d-ROMS, OXY, Vit E	<b>⊞S</b> ST 5 ml	195,90
<b>Evaluation du stress oxydant</b> dROMs, OXY	1 ml	55,00
Bilan stress oxydant complet Se (GSH-pxe*), SODe, dROMs, OXY, $\beta$ -carotène, Vit E	■ ST 5 ml	180,00
Préparation à la compétition Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), I inorg.**, Ca, Mg, Vit A,E, 25OHD3 ou Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), I inorg.**, Ca, Mg, Vit A,E, 25OHD3, B12, biotine, dROMs, OXY	<b>⊞S</b> T 5 ml	105,90 ou 210,00
Suivi médical du cheval âgé Se (GSH-pxe*), lode inorg.**, AGNE, GGT, SAA, urée, créatinine, fructosamine, protéines totales, T4, Vit A, E, B12	ST 5 ml	195,90
<b>Exploration hépato-digestive</b> Acides biliaires, ASAT, Bilirubine totale, cholestérol, créatinine, GGT, GLDH, LDH, PAL, urée, SAA, vit B12, biotine	<b>116</b> 5 ml	180,70
Préparation de la jument à la mise à la reproduction Zn, AGNE, urée, SAA, T4, Vit A, B12	<b>118</b> 5 ml	128,00
Surveillance du poulain en croissance Zn, Cu, Se (GSH-pxe*), Ca, Mg, Vit A, D3	<b>11</b> ST 5 ml	75,80
<b>Qualité colostrale et transfert immunitaire</b> IgG, Protéines totales sur sang de poulain et/ou colostrum jument	1 ml 1 ml	42,50

<sup>\* :</sup> Le dosage de l'activité enzymatique de la GSH-pxe est représentatif de l'apport sélénique depuis 5 mois environ, en raison de la durée de vie du globule rouge chez le bovin. Le dosage dans l'hématie permet de statuer les réserves en sélénium, de donner au plus juste les recommandations de prescription. Le dosage du Se plasmatique est préconisé en cas de suspicion d'intoxication.

<sup>\*\* :</sup> L'iode inorganique donne une idée des apports d'iode des 5 derniers jours avant prélèvement. Il est le reflet des apports alimentaires et non impacté par les hormones thyroïdiennes.



contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

 urine
 lait " = paramètre sous-traité
 plasma hépariné
 plasma EDTA
 séru **Matrices**: ST = sang total

Paramètre	Prélèvement / Volume	Stabilité prélèvement 25°C / 2-8°C / - 20°C	Méthode de dosage	Domaine de mesure	Délai résultat	Tarif € HT
OLIGO-ELEMENTS						
Cobalt	<b>11</b> 500 μl	4j / 7j / 3m	ICP-MS	> 0,5 µg/l	8j	25,90
Cuivre	🕕 500 μl Foie : 2g	10j / 10j / 1a 1j / 3j / 1a	ICP-MS	2,36 - 45 μmol/l 150 - 2860 m/kg	8j	15,85 32,00
Fer	<b>⊞⑤</b> 100 μl	4j / 9j / 1a	Colorimétrie, utilisation de férène	0,39 - 179 μmol/l	3j	14,30
TIBC Capacité de chargement de la transferrine	<b>⑤</b> 600μl	10j / 10j / 1a	Colorimétrie	1,51 - 155 μmol/l	3j	52,90
CST Capacité de saturation de la transferrine	-	-	Calcul à partir du Fer et du TIBC	-	3j	-
GSH-pxe	⊕ ST 2ml	3j / 4j / -	Colorimétrie, Paglia & Valentine	16 - 1560 U/gHb	10j	19,90
GSH-pxp	🗓 100 μl	1j / 1j / -	Colorimétrie, Paglia & Valentine	17 - 1650 U/I	3j	19,90
lode inorganique lode urinaire lode lait	1 600 μl 600 μl 1 ml	14j / 14j / 1a	Colorimétrie selon Sandell & Kolthoff	15 - 750 μg/l	5j	19,90
lode total"	🕕 500 μl	14j / 14j / 1a	ICP-MS	> 10 μg/l	8j	40,90
Manganèse	<b>🗓</b> 🗐 500 μl	4j / 7j / 3m	ICP-MS	> 0,5 μg/l	8j	25,90
Sélénium	<b>⑤</b> 500 μΙ	7j / 14j / 1a	ICP-MS	> 0,5 μg/l	8j	25,90
Zinc	<b>1</b> 500 μl	10j / 10j / 1a	ICP-MS	2,3 – 45 μmol/l	3j	15,85
β-carotène (all-trans-β-carotène)	<b>3 3</b> 150 μl	8j / 8j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	3,6 - 3000 μg/dl	8j	34,90
β-carotène (all-trans- β-carotène)	¶1 ml	10j / 10j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	2,7 - 2255 μg/dl	8j	85,90
Biotine (Vitamine H, B8)	<b>11 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	10j / 10j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	ELISA	225 - 3600 ng/l	8j	34,90
Vitamine A (rétinol)	<b>⊞</b> § 🗐 250 μl	10j / 10j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	2 - 225 μg/dl	8j	34,90
Vitamine A (rétinol)	C1 ml	10j / 10j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	12,5 - 500 μg/dl	8j	85,90
Vitamine B1" (thiamine)	🗓 🗐 ST 2ml	4j / 7j / 3m A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	> 1 µg/l	8j	48,90
Vitamine B6" (pyridoxine)	■ ST 2ml	4j / 7j / 3m A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	> 2 μg/l	8j	48,90



contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

 urine
 lait " = paramètre sous-traité
 plasma hépariné
 plasma EDTA
 séru **Matrices**: ST = sang total

Paramètre	Prélèvement / Volume	Stabilité prélèvement 25°C / 2-8°C / - 20°C	Méthode de dosage	Domaine de mesure	Délai résultat	Tarif € HT
Vitamine B9" (folates)	<b>3</b> 250 μl	1j / 5j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	Chimiluminescence	1 - 24 ng/ml	8j	34,90
Vitamine B12" (cobalamine)	<b>®⑤</b> 250 μl	1j / 5j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	Chimiluminescence	111 - 3689 pmol/l	8j	34,90
Vitamine C	<b>13 (3</b> 300 μl	2h / - / 5j A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC NOUS CONSULTER AVANT L'ENVOI	0,4 - 100 μg/ml	8j	34,90
Vitamine 25OHD3 (25 Hydroxycholecalciferol)	<b>11 6</b> 600 μΙ	8j / 10j / 1a A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	5 - 100 ng/ml	<b>1</b> 0j	34,90
Vitamine E (α-tocophérol)	<b></b>	10j / 10j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	0,5 - 45 μg/ml	8j	34,90
Anti-oxydants						
d-ROMs	<b>3</b> 100 μl	1j / 4j / 1a	Colorimétrie	40 - 1000 UCARR	8j	38,90
OXY	<b>88</b> 🗐 100 μl	10j / 10j / 1a	Colorimétrie	80 - 1000 μmol HClO/ml	8j	38,90
GSH-pxe	⊕ ST 2ml	3j / 4j / -	Colorimétrie, Paglia & Valentine	16 - 1560 U/gHb	10j	19,90
GSH-pxp	<b>1</b> 00 μl	1j / 1j / -	Colorimétrie, Paglia & Valentine	17 - 1650 U/I	3j	19,90
SODe	■ ST 2ml	3j / 3j / -	Colorimétrie	0 - 11220 U/gHb	3j	19,90
TAS Total Antioxydant status	<b>1</b> 00 μl	- / 36h / 14j	Colorimétrie NOUS CONSULTER AVANT L'ENVOI	0,5 - 2,5 mmol/l	3j	40,90
MDA Malondialdéhyde	🗓 🖪 300 μl	-/ 12h / 1m	HPLC NOUS CONSULTER AVANT L'ENVOI	0,01 - 10 μmol/l	10j	40,90
Vitamine E (α-tocophérol)	<b>11 300 μ</b> l	10j / 10j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	HPLC	0,5 - 45 μg/ml	8j	34,90
✓ IMMUNITE						
IgG (bovin, ovin, caprin)	<b>iis i</b> 200 μl <b>i</b> 1 ml	9j / 9j / 1a	IDR (Immunodiffusion radiale)	selon espèce	5j	16,50
IgG (équin, volaille)	<b>(1)</b>	9j / 9j / 1a	IDR (Immunodiffusion radiale)	selon espèce	5j	39,00
IgG (autres espèces)	<ul><li>\$ 200 μl</li><li>\$ 1ml</li></ul>	9j / 9j / 1a	Electrophorèse sur gel d'agarose	0,5 - 280 g/l	5j	17,50
IgA	<ul><li>\$ 200 μl</li><li>1ml</li></ul>	9j / 9j / 1a	ELISA	selon espèce	5j	Sur devis
IgM	<ul><li>200 μl</li><li>1ml</li></ul>	9j / 9j / 1a	ELISA	selon espèce	5j	Sur devis



contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

 urine
 lait " = paramètre sous-traité
 plasma hépariné
 plasma EDTA
 séru Matrices: ST = sang total Tubes:

Paramètre	Prélèvement / Volume	Stabilité prélèvement 25°C / 2-8°C / - 20°C	Méthode de dosage	Domaine de mesure	Délai résultat	Tarif € HT
[SO INFLAMMATION						
Haptoglobine	<b>1</b> 00 μl	8j / 14j / 1a	Colorimétrie	5 – 10 000 mg/l	8j	31,50
Haptoglobine 📅	<b>⊞⑤ ⑤</b> 300 μl	8j / 14j / 1a	IDR (Immunodiffusion radiale)	80 - 800 mg/l	8j	21,10
SAA (Sérum Amyloïde A)	<b>⑤</b> 100 μl	17j / 17j / 1a	Colorimétrie, immunoturbidimétrie	5 – 500 μg/ml	<b>3</b> j	28,90
₩ METABOLISME						
Acides biliaires	<b>⊞⑤</b> 100 μl	3j / 3j / 3m	Colorimétrie	3,20 - 940 μmol/l	<b>3</b> j	29,30
Acide urique	<b>100 μl</b>	3j / 7j / 6m	Colorimétrie	14,5 - 1200 μmol/l	3j	8,90
AGNE	<b>100 μl</b>	1j / 8j / 1a	Colorimétrie	0,1 - 6 mmol/l	10j	15,10
Albumine	<b>3</b> 100 μl	10j / 10j / 1a	Colorimétrie	1 - 120 g/l	3j	8,90
Albumine	<b>©</b> 1 ml	10j / 10j / 1a	Colorimétrie	5 - 600 g/l	3j	8,90
Allantoïne	1 ml	10j / 10j / 3m	HPLC	500 – 6000 mg/l	3j	8,90
ASAT (GOT)	<b>3</b> 100 μl	2j / 4j / 3m	Colorimétrie	1,2 - 1200 U/I	3j	8,90
Bilirubine totale	<b>⊞§</b> 100 μl	1j /2j / 6m A L'ABRI DE LA LUMIERE	Colorimétrie	0,5 - 513 μmol/l	3j	8,90
ВОН	<b>🗓 🖺 ⑤</b> 100 μl	4j / 10j / 1m	Colorimétrie	0,05 – 6 mmol/l	3j	15,10
Cholestérol total	<b>100 μl</b>	10j / 10 j / 3m	Colorimétrie	0,05 - 40 mmol/l	3j	8,90
Cholestérol HDL	<b>(Ι) [] (</b> 100 μl	2j / 7 j / 3m	Colorimétrie	0,03 - 14,4 mmol/l	3j	25,50
Cholestérol LDL	<b>3</b> 100 μl	1j / 7j / 3m	Colorimétrie	0,03 – 10,3 mmol/l	3j	25,50
СК	<b>3</b> 100 μl	2j / 4j / 4s	Colorimétrie	12 - 6500 U/I	3j	8,90
Créatinine	<b>100</b> μl	9j / 9j / 3m	Colorimétrie	9 - 2540 μmol/l	3j	8,90
Créatinine	<u></u> 1 ml	10j / 10j / 3m	Colorimétrie	450 - 127 000 μmol/l	3j	8,90
Fructosamine	<b>i</b> 3 100 μl	10j / 10j / 2m	Colorimétrie	8,12 - 1803 μmol/l	3j	28,60
GGT	<b>100</b> μl	4j / 4j / 1a	Colorimétrie Méthode Szasz / persijn (non IFCC)	6,25 - 1200 U/I	3j	8,90
GLDH	<b>100 μl</b>	7j / 10j / 4s	Colorimétrie selon DGKC	6 - 720 U/I	3j	8,90
LDH	<b>ΗΕS</b> 100 μΙ	4j / 6s / 3m	Colorimétrie selon IFCC / DGKC	6 - 1200 U/I	3j	8,90



contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

Matrices: ST = sang total

urine
 lait " = paramètre sous-traité
 plasma hépariné
 plasma EDTA
 séru

Paramètre	Prélèvement / Volume	Stabilité prélèvement 25°C / 2-8°C / - 20°C	Méthode de dosage	Domaine de mesure	Délai résultat	Tarif € HT
PAL	<b>3</b> 100 μl	10j / 10j / 2m	Colorimétrie, Cinétique (DGKC)	0,6 - 1400 U/I	3j	8,90
Pepsinogène	<b>⑤</b> 700 μl		mU de tyrosine	10 - 1000 mUTyR	8j	18,90
Protéines totales	<b>ΗΒ</b> 100 μΙ	10j / 10j / 1a	Colorimétrie, Réaction du Biuret	0,5 - 280 g/l	4j	8,90
Protéines totales	C1 ml	10j / 10j / 1a	Colorimétrie, Réaction du Biuret	2,5 - 1400 g/l	4j	8,90
Urée	<b>HES</b> 100 μl	3j / 10j / 1a	Colorimétrie, UV enzymatique (uréase-GLDH)	0,57 - 100 mmol/l	3j	8,90
Urée	<mark>U</mark> 1 ml	3j / 10j / 1a	Colorimétrie, UV enzymatique (uréase-GLDH)	5,7 - 1000 mmol/l	3j	8,90
Equilibre acido-basique						
Acide urique	0 1 ml	4j / 7j / 6m	Colorimétrie, Test enzymatique ("TOOS")	14,5 - 1200 μmol/l	<b>3</b> j	8,90
Bicarbonates (tCO <sub>2</sub> )	0 1 ml	4j / 7j / 6m	Colorimétrie, Test enzymatique (PEPC)	1,1 - 460 mmol/l	3j	8,90
Calcium	U 1 ml	10j / 10j / 3s	Colorimétrie, UV point final (phosphonazo III)	0,025 - 12,4 mmol/l	3j	7,95
Chlore	0 1 ml	10j / 10j / 1a	Potentiométrie indirecte	15 - 400 mmol/l	3j	7,95
Magnésium	0 1 ml	4j / 4j / 1a	Colorimétrie, Bleu de Xylidyle	0,3 - 80 mmol/l	3j	7,95
Osmolarité	0 1 ml	-	Calcul à partir de Na, K, urée	-	3j	-
рН	U 1 ml	7j / 7j / 1a	Colorimétrie	2 - 12 pH	3j	4,25
Phosphore	<mark>0</mark> 1 ml	2j / 2j / 1a	Colorimétrie, UV point final (phosphomolybdate)	0,53 - 96,9 mmol/l	3j	7,95
Potassium	0 1 ml	10j / 10j / 1a	Potentiométrie indirecte	2 - 600 mmol/l	3j	7,95
SID (Strong Ion Difference)	0 1 ml	-	Calcul à partir de Na, K, Cl		3j	7,95
Sodium	0 1 ml	10j / 10j / 1a	Potentiométrie indirecte	10 - 400 mmol/l	3j	7,95
Urée	0 1 ml	10j / 10j / 1m	Colorimétrie, UV enzymatique (uréase-GLDH)	5,7 - 1000 mmol/l	3j	7,95



contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

Matrices: ST = sang total = urine
= lait " = paramètre sous-traité Tubes: ■ = plasma hépariné
■ = plasma EDTA

Paramètre Prélèvement Stabilité  Prélèvement Méthode de Domaine de Délai	Tarif €
/ Volume 25°C / 2-8°C / - dosage mesure résulta	t HT
ELECTROLYTES	
Bicarbonates (tCO <sub>2</sub> )	8,90
Colorimétrie, UV point final (phosphonazo III)  Colorimétrie, UV point final (phosphonazo III)  γ μ μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ	7,95
Calcium ionisé         1j / 3j / 3m         Gaz du sang         0,02 - 3 mmol/l         3j	45,00
Chlore         100 μl         8j / 8j / 1a         Potentiométrie indirecte         50 - 200 mmol/l         3j	7,95
Magnésium  10j / 10j / 1a  Colorimétrie, Bleu de Xylidyle  0,3 - 10 mmol/l 3j	7,95
Phosphore	7,95
Potassium         1j / 1j / 3m         Potentiométrie indirecte         2,5 - 10 mmol/l         3j	7,95
Sodium  Potentiométrie indirecte  100 - 200 mmol/l  3j	7,95
ENDOCRINOLOGIE	
<b>T4 totale"</b>	35,00
TOXICOLOGIE	
Plomb	26,50
DIAGNOSTIC DE GESTATION	
PAGs bovins	13,00
PAGs ovins/caprins	13,00
PAGs buffles	13,00



iii (11) 3 Route des pierres blanches F-69290 Grézieu-la-Varenne

contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

#### **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE** Applicable le 01/06/24

#### 1. Commande

Toute commande passée chez lodolab implique de la part du demandeur l'adhésion pleine et entière aux conditions décrites dans ce document. Toute demande de conditions de prestation particulières fait l'objet d'un accord écrit entre le client et le laboratoire.

Toute demande de prestations doit faire l'objet d'une commande écrite de la part du client. Celle-ci devra mentionner, au minimum, la référence des échantillons, la désignation des prestations demandées, l'identité du demandeur, les adresses de livraison de résultats et de facturation. Dans le cas où le devis n'est pas retourné daté et signé, celui-ci sera considéré comme accepté par le client dès la réception du premier échantillon. Tout retard éventuel dans la production de résultats ne pourra donner lieu au profit du client à des dommages et intérêts ou à l'annulation de la commande.

#### 2. Echantillons

Le contenu et l'identification des échantillons sont sous la responsabilité des clients. Le laboratoire pourra conseiller le client sur le conditionnement et les conditions d'envoi à respecter. Les échantillons sont acheminés au laboratoire sous la responsabilité du client et les frais de transports sont à sa charge. La stabilité et la conservation de l'échantillon jusqu'à son arrivée dans nos locaux est sous la responsabilité du client. Iodolab se réserve le droit de faire figurer sur le rapport d'analyse toutes les mentions qu'il jugerait nécessaire concernant l'anomalie d'acheminement et les conséquences sur le résultat ou de refuser de réaliser les analyses sur des échantillons dont les conditions d'acheminement ne répondraient pas aux exigences. Le laboratoire n'émet ni avis ni interprétation sur les résultats rendus. Les résultats des essais de lodolab ne déclenchent pas de déclaration de conformité/non-conformité. Le laboratoire conserve les échantillons deux semaines après la date d'analyse avant de les détruire, sauf demande particulière du client.

#### 3. Sous-traitance

lodolab ne sous-traite pas les analyses qui font partie de son savoir-faire. Les sous-traitances habituelles sont dûment indiquées dans les devis et/ou contrats et/ou catalogue de prestations et/ou le site internet. Certaines analyses peuvent être sous-traitées dans le cas ou lodolab ne peut les réaliser à cause de problèmes techniques momentanés. Le client est toujours informé de la décision d'une sous-traitance. L'identité du sous-traitant est communiquée au client sur sa demande. lodolab se réserve le droit de choisir ses sous-traitants à partir de critères de compétences, notoriété, proximité, relation commerciale. Les analyses sous-traitées sont mentionnées comme telles dans les rapports d'analyses avec le symbole ".

#### 4. Confidentialité

Le laboratoire applique un principe strict de confidentialité sur toutes les informations obtenues ou générées au cours de ses activités. Les rapports d'analyse ne sont transmis qu'aux personnes désignées par le client. Ils sont envoyés par mail qu'à(aux) l'adresse(s) du(des) destinataire(s) que vous nous avez mentionnée(s). Le client s'engage à prévenir lodolab en cas de modification de la (ou des) adresses de messagerie. Le demandeur de l'analyse peut néanmoins faire une demande écrite et explicite pour qu'une copie supplémentaire du rapport d'analyse soit transmise à un tiers. Les rapports d'analyses au format PDF sont protégés, autorisant uniquement la lecture et l'impression mais en aucun cas la modification. Iodolab s'autorise à utiliser les données des essais à des fins statistiques ou de recherche sauf refus explicite du client. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.

#### 5. Mise à disposition des rapports d'analyses sur notre site internet

L'accès à ces données est soumis à convention entre les deux parties. Iodolab met à disposition de ses clients qui en font la demande un accès sécurisé aux données qui leurs sont propres via son site internet. Cette mise à disposition se fait via un login et un mot de passe personnels garantissant l'accès exclusif aux données propres à l'utilisateur. Il appartient à tout utilisateur de s'assurer de la non-divulgation de ses codes d'accès.

#### 6. Prix

Les prestations sont facturées au tarif et aux conditions en vigueur à la date de réception des échantillons, sauf devis ou contrat. Les prix sont libellés en euros et calculés hors taxe (20 % si applicable). La société lodolab s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les prestations au prix indiqué lors de l'enregistrement de la demande ou de tout autre accord écrit particulier. Le laboratoire se réserve la possibilité de demander un acompte à la commande.

#### 7. Règlement

Les factures sont payables à réception. Nous vous précisions que tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

#### 8. Assurance Qualité

Le laboratoire fonctionne sous assurance qualité, selon la norme internationale NF EN ISO/CEI 17025 applicable aux laboratoires d'essais. À ce titre, un manuel qualité décrivant le fonctionnement et l'organisation du laboratoire est à la disposition des clients. De même, ces derniers peuvent, à leur demande, visiter le laboratoire.

#### 9. Réclamations

Les clients peuvent faire part de leurs observations et de leurs réclamations au laboratoire. Ces dernières font l'objet d'un enregistrement, qui déclenche, le cas échéant, la mise en œuvre d'actions correctives qui alimentent le processus d'amélioration continue instigué par le fonctionnement sous assurance qualité. À tout moment, le client peut avoir accès à notre logigramme de traitement de réclamation.

#### 10. Incertitudes

Les incertitudes des méthodes sont disponibles au laboratoire.



3 Route des pierres blanches F-69290 Grézieu-la-Varenne contact@iodolab.com - www.iodolab.com

04 78 57 66 09

NOTES	
	11



